

ALLSHENG
奥盛仪器

SealBio-1

全自动封膜仪

SealBio-1全自动封膜仪是一款可用于微孔板快速、连续封膜的设备,可适配高度范围3~62mm的ANSI、SBS标准12孔、24孔、48孔、96孔、384孔板,包括各类PCR板、酶标板、深孔板、细胞培养板等。支持78mm可穿刺卷膜、铝箔卷膜、强力热封卷膜的使用。

适用于生化试剂预分装、PCR检测前封膜、样品长期保存、及其他需要封装试剂的实验应用。



✓ 室温~200℃自由设置,满足不同封膜应用需求

✓ 内置独立气源,无需外接其他设备

封膜循环时间<20秒钟



✓ 自动预加载卷膜,连续运行

触屏操作,图形化界面使用更简单



标配卷膜保护罩,避免膜表面污损



程序存储功能,保存不同类型膜参数,快速调用



0571-88948289



www.allsheng.com.cn

仪器参数

参数 \ 型号		SealBio-1
仪器名称		全自动封膜仪
支持孔板		ANSI/SBS标准孔板, 高度范围3~62mm
支持卷膜	卷膜类型	可穿刺膜/铝箔膜/强力热封膜
	卷膜宽度	78mm
	加载方式	自动预加载卷膜
封膜温度	温度范围	室温~200℃
	控温精度	±1℃
	调节幅度	1℃
预加热时间		5分钟
循环时间		<20秒/次
封膜可调时间	时间范围	0.5~9.9秒
	调节幅度	0.1秒
气源方式		内置气源
接口		USB-B口及以太网口各一个
电源		AC100~240V, 50/60Hz
最大功率		300W
软件操作		7寸触摸屏软件(分辨率1024*600)/编辑封膜方案/预存封膜方案
安全性		待机功能(低功耗模式)/检测孔板/检测卷膜

订货信息

订货号	产品描述
AS-15010-00	SealBio-1 全自动封膜仪

杭州奥盛仪器有限公司
HANGZHOU ALLSHENG INSTRUMENTS CO., LTD.

浙江省杭州市转塘街道浙恒科技园2号楼

公司总机: 0571-88802738 产品咨询: 0571-88948289 公司传真: 0571-87205673
售后服务: 0571-81958906 技术支持: 0571-87205575
✉ sales.china@allsheng.com marketing@allsheng.com ④ www.allsheng.com.cn

